

specjalistyczne
materiały
opatrunkowe

katalog wyrobów medycznych

opatrunki piankowe I siatkowe I alginianowe
I z superabsorbentem I hydrokolidowe
I hydrożelowe I hydrowłókniste I wokół rurki
tracheostomijnej I ochrona skóry



1989

tradycja od

**ZARYS rodzinna firma z polskim kapitałem,
działająca na rynku od 1989 roku**

Ewolucja od małego przedsiębiorstwa do lidera branży zaopatrzenia medycznego to proces, który pozwolił na stworzenie kompleksowej oferty oraz rozwiązań ułatwiających pracę medykom ratującym życie pacjentów. ZARYS to obecnie ponad 400 osób pracujących dla kilku tysięcy klientów, działających w szeroko rozumianym obszarze ochrony zdrowia.

zapewniamy sprzętu jednorazowego niezbędnego do



sprzęt
jednorazowy



rękawice
medyczne



materiały
opatrunkowe



odzież
medyczna



obłożenia
pola
operacyjnego



zestawy
operacyjne



drenaż
ran

kompleksowe zaopatrzenie medyczne szpitali

Klienci firmy mają do dyspozycji wiele grup asortymentowych zaczynając od rękawic medycznych, przez materiały opatrunkowe, aż po zestawy operacyjne i pakiety zabiegowe. Produkty z różnych kategorii mają indywidualne cechy i specyficzne przeznaczenia. W celu ułatwienia identyfikacji oraz usprawnienia komunikacji w czasie zamówień, stworzono 14 brandów oraz linię ZARYS kids.

90%

zaopatrzenia szpitali



środki ochrony
indywidualnej



higiena
pacjenta



szwy
chirurgiczne



linia apteczna
i drogeryjna



produkty
dla sportowców
i fizjoterapeutów



żywienie
dojelitowe



onkologia

**będąc producentem jednorazowego sprzętu medycznego
ZARYS spełnia najwyższe wymagane standardy**

Zakłady produkcyjne ZARYSu znajdują się na Śląsku i łączą w sobie produkcję sterylną – cleanroom o powierzchni 600 m² – miejsce wytwarzania specjalistycznych zestawów operacyjnych i szwalnię.

pro



największy
mag

logistyka firmy

Centrum logistyczne ZARYSu jest największym magazynem jednorazowego sprzętu medycznego w Europie Środkowej. Znajdujący się w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej magazyn wysokiego składowania, zajmuje powierzchnię 30 000 m² i ma 30 000 miejsc paletowych.

30 000 m²



dukcia
made in Poland



clean
room

szy
azyn

jednorazowego
sprzętu
medycznego
w Europie
Środkowej

30 000 miejsc
paletowych

Leczenie

ran przewlekłych

skuteczne rozwiązania wspomagające



ZARYS ma w ofercie szeroki wybór specjalistycznych opatrunków renomowanych producentów

Oferowane produkty przynoszą liczne korzyści kliniczne, jak również ekonomiczne. Gwarantują poprawę jakości życia pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych ran, jednocześnie zmniejszając koszty opieki medycznej. Będąc wyłącznym dystrybutorem opatrunków specjalistycznych marki **Coloplast** na polskim rynku **ZARYS** oferuje szerokie portfolio opatrunków przeznaczonych do leczenia stopy cukrzycowej, owrzodzeń, odleżyn oraz innych przewlekłych i ostrych ran.

PODZIAŁ OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH ZASTOSOWANIE

KONTROLA WYSIĘKU I INFEKCJI SKUTECZNOŚĆ ANTYBAKTERYJNA



Opatrunki piankowe

str. 12

- Biatain Ag Non Adhesive
- MANUKA FOAM AIR

Opatrunki siatkowe

str. 13 – 14

- Physiotulle Ag
- MANUKA IG
- MANUKA IG MAX

Opatrunki alginianowe

str. 14

- Biatain Alginate Ag

KONTROLA WYSIĘKU ODPOWIEDNIO WILGOTNE ŚRODOWISKO GOJENIA



Opatrunki piankowe

str. 15 – 17

- Biatain Non Adhesive
- Biatain Adhesive
- Biatain Adhesive Heel
- Biatain Adhesive Sacral
- Biatain Silicone
- Euroderm foam heel

Opatrunki z superabsorbentem

str. 18

- Biatain Super Adhesive

Opatrunki siatkowe

str. 18 – 19

- paraffiNET
- BACTIGRAS

Opatrunki hydrokoloidowe

str. 19 – 20

- Comfeel Plus
- Comfeel Plus Sacral
- Comfeel Plus Contour

Opatrunki hydrożelowe

str. 21 – 22

- Purilon
- Aqua-Gel
- BurnTec

Opatrunki hydrowłókniste

str. 22

- Eurocell hydro

Opatrunki wokół rurki tracheostomijnej

str. 23

- TRACHEOPAD
- Euroderm foam tracheo

Opatrunki alginianowe

str. 24

- Eurosorb

PROFILAKTYKA WSPOMAGANIE PROCESÓW GOJENIA



Opatrunki hydrokoloidowe

str. 25

- Comfeel Plus Transparent

Ochrona skóry

str. 25 – 26

- KAdermin SCX krem
- KAdermin SCX spray



**Doskonałe dopasowanie
za każdym razem**



ZARYS

wyłączny dystrybutor opatrunków specjalistycznych Coloplast w Polsce

3DFit® Technology

Technologia 3DFit umożliwia optymalne wypełnienie łożyska i zapobiega gromadzeniu się wysięku

W momencie kontaktu z wysiękiem, pianka dostosowuje się do łożyska rany zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu wysięku. Komórki mikrokapilarne wchłaniają go pionowo i tworzą optymalne warunki do gojenia rany. Wysięk zostaje zamknięty i utrzymany w opatrunku nawet pod uciskiem, co zmniejsza ryzyko podciekania i maceracji brzegów rany oraz skóry wokół.

PIONOWE WCHŁANIANIE

Komórki mikrokapilarne umożliwiają pionowe wchłanianie wysięku.



MAGAZYNOWANIE WYSIĘKU

Wysięk zostaje zamknięty i utrzymany w opatrunku nawet pod uciskiem, co zmniejsza ryzyko podciekania i maceracji brzegów rany oraz skóry wokół.



DOSTOSOWANIE DO ŁOŻYSKA RANY

W momencie kontaktu z wysiękiem, pianka dostosowuje się do łożyska rany, zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu wysięku.



RODZAJE OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ I TECHNOLOGIĘ WYKONANIA

OPATRUNKI PIANKOWE

Wykonane z hydrofilnej pianki poliuretanowej lub polimeru o właściwościach chłonnych.

W ich strukturze znajdują się pory, dzięki którym wysięk z rany dostaje się do wnętrza opatrunku, gdzie zostaje związany i zatrzymany. Charakteryzują się dużą elastycznością pozwalającą na ich adaptację do kształtów oraz ruchów ciała. Dopasowują się dołożyska rany zapewniając odpowiedni poziom jej wilgotności. Dzięki wodoodpornej warstwie zewnętrznej, przepuszczalnej dla pary wodnej, izolują ranę od środowiska zewnętrznego chroniąc ją przed bakteriami i wirusami. Dostępne na rynku w wersji przylepnej oraz nieprzylepnej. Wzbogacane dodatkowo o substancje aktywne (srebro / błękit metylenowy / fiolet gencjany) wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe, zwalczają wiele szczepów bakterii i grzybów.



OPATRUNKI SIATKOWE

Wykonane z siatki bawełnianej lub syntetycznej, impregnowane specjalną substancją oraz związkiem czynnym – jonami srebra, sulfadiazyną srebra.


Materiał nośny o dużych oczkach zapobiega nagromadzeniu płynów i umożliwia łatwy odpływ wydzieliny do chłonnej części opatrunku wtórnego. Opatrunki siatkowe zapewniają niezbędny film lipidowy. Dzięki ich stosowaniu zmiana opatrunku staje się bezbolesna i nie powoduje podrażnienia tkanki ziarninowej.



OPATRUNKI ALGINIANOWE

Wykonane z alginianu wapnia, charakteryzujące się właściwościami absorpcyjnymi i emulgującymi.

Wchodzą w interakcję z raną. Zmieniają swoją strukturę z włóknistej na żelową, dopasowując się do jej kształtu. Dodatkowo niektóre alginiany mają właściwości hemostatyczne. Utrzymują wilgotne środowisko wspomagające proces gojenia. Nie przywierają do rany, a zmiany opatrunku przebiegają bezboleśnie. Wymagają zastosowania opatrunku wtórnego dobranego w zależności od ilości wysięku w ranie.




OPATRUNKI Z SUPERABSORBENTEM

Bardzo chłonne opatrunki o budowie polimerowej z wodoszczelną warstwą zewnętrzną.

Ich zadaniem jest utrzymanie prawidłowej wilgotności w ranie oraz zapobieganie maceracji i uszkodzeniu skóry spowodowanemu nadmiernym wysiękiem. Pełnią funkcję opatrunków chłonnych wtórnych. Wykorzystywane są jako dodatkowe zaopatrzenie hydrowłókien i poliuretanów w sytuacjach dużego wysięku z rany. Wysokie zdolności absorpcyjne pozwalają zmniejszyć częstotliwość zmiany opatrunków.



OPATRUNKI HYDROKOŁOIDOWE



Wykonane z hydrokoloidów – biopolimerów o właściwościach absorpcyjnych.

Opatrunki wchłaniają nadmierny wysięk i zamykają go w postaci żelu oczyszczając ranę. Zapobiegają nadmiernemu wysychaniu rany zapewniając właściwą wilgotność. Łatwo dopasowują się do ciała i dają możliwość przycięcia do odpowiedniego rozmiaru w zależności od potrzeb.

OPATRUNKI HYDROŻELOWE



Wykonane z trójwymiarowej sieci hydrofobowych polimerów.

W swojej strukturze posiadają w wysokim stopniu uwodnione grupy hydrofilowe, zawierające około 92–95% wody. Stosowane w początkowym okresie leczenia rany wspomagają jej oczyszczanie. Uwalniają wilgoć do rany utrzymując wilgotne środowisko sprzyjające ziarninowaniu i odbudowie nabłonka.


OPATRUNKI HYDROWŁÓKNISTE



Wykonane z karboksymetylocelulozy sodowej.

W kontakcie z wydzieliną zmieniają się w przezroczysty żel wypełniający ranę oraz pochłaniający wysięk. Wykorzystywane przy drenażu ran głębokich zapobiegają maceracji skóry. W celu zwiększenia ich właściwości pochłaniających i dłuższego utrzymania na ranie producenci łączą je np. z opatrunkami hydrokoloidowymi lub alginianowymi.

OPATRUNKI WOKÓŁ RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ



Specjalistyczne opatrunki wyposażone w otwór umożliwiający dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej.

Dzięki odpowiednim powłokom, w kontakcie z ciałem pacjenta nie przywierają do rany i nie powodują bólu. Ich stosowanie pozytywnie wpływa na czas i proces gojenia rany. Nie powodują podrażnienia w trakcie stosowania.



OPATRUNKI PIAKOWE

Biatain Ag Non Adhesive

nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrola wysięku w ranach o spowolnionym
gojeniu spowodowanym przez bakterie lub
zagrożonych zakażeniem.

- dopasowanie dołożyska rany (Technologia 3D Fit)
- opatentowany kompleks jonów srebra zwalczający 99,99% dojrzałych biofilmów i zapobiegający ich tworzeniu
- pionowe wchłanianie wysięku
- zatrzymywanie i magazynowanie wysięku
- zapobieganie maceracji skóry wokół rany



REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
396 220	10 cm x 10 cm	5 szt.	24 x 5 szt.	nie
396 250	15 cm x 15 cm	5 szt.	50 x 5 szt.	tak
396 230	10 cm x 20 cm	5 szt.	80 x 5 szt.	tak
396 260	20 cm x 20 cm	5 szt.	80 x 5 szt.	tak


miękki, delikatny
i elastyczny



wodoodporna
powłoka zewnętrzna


do 7 dni na ranie


jony srebra

MANUKA FOAM AIR

nieprzylepny opatrunek piankowy z medycznym miodem Manuka



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran przewlekłych.

- nieprzywierający opatrunek piankowy nasączony medycznym miodem Manuka
- posiadający certyfikat CMH
- działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwgrzybiczne oraz antyseptyczne
- obniżanie pH rany i ograniczenie rozwoju flory bakteryjnej

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	refundacja
WC70	10 cm x 10 cm	10 szt.	nie



miękki, delikatny
i elastyczny


wodoodporna
powłoka zewnętrzna


miód Manuka
posiadający certyfikat CMH

Physiotulle Ag

nieprzywierający opatrunek siatkowy z sulfadiazyną srebra



Leczenie ran przewlekłych o różnym stopniu wysięku, w tym rany ostre, pooperacyjne oraz rany o spowolnionym procesie gojenia ze względu na ryzyko lub obecność zakażenia.

- opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej pokrytej wazeliną z cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC)
- zawartość sulfadiazyny srebra
- skuteczność w walce z bakteriami gram dodatnimi i gram ujemnymi
- efektywny transfer nadmiaru wysięku do opatrunku wtórnego

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
CR4494	10 cm x 10 cm	10 szt.	26 x 10 szt.	nie
CR4495	15 cm x 15 cm	10 szt.	10 x 10 szt.	nie



delikatna i elastyczna
struktura warstwy kontaktowej



możliwe
przycinanie



nasączony wazeliną
z CMC

Ag


sulfadiazyna srebra



do 3 dni na ranie

MANUKA IG

nieprzywierający opatrunek siatkowy nasączony medycznym miodem Manuka



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran przewlekłych.

- nieprzywierający opatrunek piankowy nasączony medycznym miodem Manuka
- posiadający certyfikat CMH
- działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne,
- przeciwwgrzybicze oraz antyseptyczne
- obniżanie pH rany i ograniczenie rozwoju flory bakteryjnej

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	refundacja
WC20	10 cm x 12,5 cm	10 szt.	nie



delikatna i elastyczna
struktura warstwy kontaktowej




możliwe
przycinanie



miód Manuka
posiadający certyfikat CMH

MANUKA IG MAX

nieprzywierający opatrunek ze specjalnej siatki nasączony dwukrotnie większą ilością medycznego miodu Manuka



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran przewlekłych.

- nieprzywierający opatrunek piankowy nasączony medycznym miodem Manuka
- posiadający certyfikat CMH
- działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwgrzybicze oraz antyseptyczne
- obniżanie pH rany i ograniczenie rozwoju flory bakteryjnej

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	refundacja
WC25	10 cm x 12,5 cm	10 szt.	nie



delikatna i elastyczna
struktura warstwy kontaktowej



możliwe
przycinanie



miód Manuka
posiadający certyfikat CMH

OPATRUNKI ALGINIANOWE

Biatain Alginate Ag

nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem



Leczenie ran o częściowej lub pełnej głębokości
z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem.

- rekomendowany do wypełnienia zakażonych ran
- opatentowany kompleks srebra o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym
- duża integralność opatrunku
- trwały materiał, łatwy do usunięcia z rany
- potwierdzone działanie hemostatyczne – powstrzymywanie niewielkich krwawień

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
037600	10 cm x 10 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	nie
037650	15 cm x 15 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	nie
037800	3 cm x 44 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	nie



delikatny
i elastyczny



możliwe
przycinanie



do 7 dni na ranie

Ca

alginian wapnia

Ag⁺

jony srebra



OPATRUNKI PIANKOWE

Biatain Non-Adhesive

nieprzylepny opatrunek piankowy



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran ostrych
oraz przewlekłych.

- dopasowanie dołożyska rany (Technologia 3D Fit)
- pionowe wchłanianie wysięku
- zatrzymywanie i magazynowanie wysięku
- zapobieganie maceracji skóry wokół rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
334100	10 cm x 10 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	tak
334130	15 cm x 15 cm	5 szt.	16 x 5 szt.	tak



miękki, delikatny
i elastyczny




wodoodporna
powłoka zewnętrzna



do 7 dni na ranie

Biatain Adhesive

przylepny opatrunek piankowy



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran ostrych
oraz przewlekłych.

- dopasowanie dołożyska rany (Technologia 3D Fit)
- pionowe wchłanianie wysięku
- zatrzymywanie i magazynowanie wysięku zapobiegające maceracji
- hydrokoloidowa warstwa przylepna zabezpieczająca okalającą skórę wokół rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
334620	7,5 cm x 7,5 cm	10 szt.	–	tak
334300	10 cm x 10 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	nie
334200	12,5 cm x 12,5 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	tak
334230	18 cm x 18 cm	5 szt.	16 x 5 szt.	tak



miękki, delikatny
i elastyczny



wodoodporna
powłoka zewnętrzna



hydrokoloidowa
warstwa przylepna



do 7 dni na ranie

Biatain Adhesive Heel

przylepny opatrunek piankowy na piętę



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran ostrych
oraz przewlekłych.

- dopasowanie do łożyska rany (Technologia 3D Fit)
- pionowe wchłanianie wysięku
- zatrzymywanie i magazynowanie wysięku zapobiegające maceracji
- hydrokoloidowa warstwa przylepna zabezpieczająca okalającą skórę wokół rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	refundacja
334880	19 cm x 20 cm	5 szt.	tak




miękki, delikatny
i elastyczny


wodoodporna
powłoka zewnętrzna


hydrokoloidowa
warstwa przylepna


wyprofilowany
kształt opatrunku


do 7 dni na ranie

Biatain Adhesive Sacral

przylepny opatrunek piankowy na okolicę krzyżową



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran ostrych
oraz przewlekłych.

- dopasowanie do łożyska rany (Technologia 3D Fit)
- pionowe wchłanianie wysięku
- zatrzymywanie i magazynowanie wysięku zapobiegające maceracji
- hydrokoloidowa warstwa przylepna zabezpieczająca okalającą skórę wokół rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
334850	23 cm x 23 cm	5 szt.	16 x 5 szt.	tak




miękki, delikatny
i elastyczny


wodoodporna
powłoka zewnętrzna


hydrokoloidowa
warstwa przylepna


wyprofilowany
kształt opatrunku


do 7 dni na ranie

Biatain Silicone

przylepny opatrunek piankowy z powłoką silikonową



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran ostrych
oraz przewlekłych.

- dopasowanie dołożyska rany (Technologia 3D Fit)
- pionowe wchłanianie wysięku
- zatrzymywanie i magazynowanie wysięku
- zapobieganie maceracji skóry wokół rany
- silikonowa powłoka przylepna zabezpieczająca skórę wokół rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
334343	7,5 cm x 7,5 cm	10 szt.	–	nie
334353	10 cm x 10 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	nie
334363	12,5 cm x 12,5 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	tak
334383	17,5 cm x 17,5 cm	5 szt.	–	nie



miękki, delikatny
i elastyczny



wodoodporna
powłoka zewnętrzna



silikonowa
warstwa przylepna



do 7 dni na ranie

Euroderm foam heel

nieprzylepny opatrunek piankowy na piętę



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Kontrolowanie wysięku z ran znajdujących się na pięcie.

- wielowarstwowa pianka poliuretanowa do opatrywania ran na pięcie lub w podobnych obszarach anatomicznych
- pochłanianie i magazynowanie wysięku
- paroprzepuszczalny
- bariera dla wody i bakterii

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
893060	12 cm x 13 cm	3 szt.	75 x 3 szt.	nie



miękki, delikatny
i elastyczny



wodoodporna
powłoka zewnętrzna



wyprofilowany
kształt opatrunku



do 7 dni na ranie

OPATRUNKI Z SUPERABSORBENTEM

Biatain Super Adhesive

przylepny opatrunek hydrokapilarny



Leczenie ran w środowisku wilgotnym.
Pochłanianie wysięgu z ran przewlekłych.

- hydrokapilarny opatrunek do gojenia ran z dużym wysiękiem
- pionowe wchłanianie wysięgu
- zatrzymywanie i magazynowanie wysięgu
- zapobieganie maceracji skóry wokół rany
- hydrokoloidowa warstwa przylepna zabezpieczająca skórę wokół rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
046100	10 cm x 10 cm	10 szt.	32 x 10 szt.	tak
046150	15 cm x 15 cm	10 szt.	12 x 10 szt.	tak
046200	20 cm x 20 cm	10 szt.	8 x 10 szt.	tak



miękki, delikatny
i elastyczny



wodoodporna
powłoka zewnętrzna



hydrokoloidowa
warstwa przylepna




do 7 dni na ranie

OPATRUNKI SIATKOWE

paraffiNET

opatrunek z gazy nasączony parafiną



Nawilżanie i natłuszczenie rany.
Zapobieganie przywieraniu opatrunku chłonnego.

- opatrunek kontaktowy z bawełnianej gazy nasączony parafiną
- efektywny transfer nadmiaru wysięgu do opatrunku wtórnego
- nieprzywierający do rany
- utrzymywanie prawidłowej wilgotności sprzyjające szybszemu gojeniu
- zapobieganie maceracji skóry wokół rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
PAR-01	5 cm x 5 cm	10 szt.	50 x 10 szt.	nie
PAR-02	10 cm x 10 cm	10 szt.	50 x 10 szt.	nie
PAR-06	10 cm x 40 cm	10 szt.	50 x 10 szt.	nie
PAR-07	15 cm x 20 cm	10 szt.	50 x 10 szt.	nie



delikatna i elastyczna
struktura warstwy kontaktowej



możliwe
przycinanie




nasączony
parafiną



do 3 dni na ranie

BACTIGRAS

opatrunek z gazy nasączony parafiną i octanem chlorheksydyny



Leczenie ran obciążonych ryzykiem zakażenia lub zakażonych w połączeniu z lekami przeciwbakteryjnymi.

- opatrunek kontaktowy z bawełnianej gazy nasączony parafiną i 0,5% octanem chlorheksydyny
- nieprzylegający do rany
- odprowadzanie wydzieliny do wchłaniającego ją opatrunku zewnętrznego
- długotrwałe działanie przeciwbakteryjne przeciwko pałeczkom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym
- utrzymywanie prawidłowej wilgotności sprzyjające szybszemu gojeniu
- zapobieganie maceracji skóry wokół rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
7456	5 cm x 5 cm	50 szt.	12 x 50 szt.	nie
7457	10 cm x 10 cm	10 szt.	12 x 10 szt.	nie
7461	15 cm x 20 cm	10 szt.	12 x 10 szt.	nie
66007505	15 cm x 100 cm	12 szt.	-	nie



delikatna i elastyczna struktura warstwy kontaktowej



możliwe przycinanie



nasączony parafiną z 0,5% octanem chlorheksydyny




do 3 dni na ranie

OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE

Comfeel Plus

opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia



Leczenie ran ostrych i przewlekłych w środowisku wilgotnym. Stosowany w przypadku braku lub umiarkowanego wysięku.

- półprzepuszczalny opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia
- ochrona rany
- możliwość monitorowania stanu rany
- wchłanianie wysięku przez formowanie na ranie białawego żelu
- siatka umożliwiająca monitorowanie stanu rany i ocenę zmiany opatrunku
- 3-częściowy system folii ochronnych umożliwiający bezdotykową i aseptyczną aplikację
- turkusowe oznaczenia miejsc uchwytu opatrunku, ułatwiające jego zakładanie

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
331100	10 cm x 10 cm	10 szt.	12 x 10 szt.	nie
331150	15 cm x 15 cm	5 szt.	8 x 5 szt.	nie
331200	20 cm x 20 cm	5 szt.	8 x 5 szt.	nie
331460	4 cm x 6 cm	30 szt.	-	nie



delikatny i elastyczny



wodoodporna powłoka zewnętrzna



hydrokoloidowa warstwa kontaktowa




do 7 dni na ranie



alginian wapnia

Comfeel Plus Sacral

opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia



Leczenie ran ostrych i przewlekłych w środowisku wilgotnym. Stosowany w przypadku braku lub umiarkowanego wysięku.

- półprzepuszczalny opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia
- ochrona rany
- możliwość monitorowania stanu rany
- wchłanianie wysięku przez formowanie na ranie białawego żelu
- siatka umożliwiająca monitorowanie stanu rany i ocenę zmiany opatrunku
- 3-częściowy system folii ochronnych umożliwiający bezdotykową i aseptyczną aplikację
- turkusowe oznaczenia miejsc uchwytu opatrunku, ułatwiające jego zakładanie

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
332850	17 cm x 17 cm	5 szt.	8 x 5 szt.	nie



delikatny i elastyczny



wodoodporna powłoka zewnętrzna



hydrokoloidowa warstwa kontaktowa



wyprofilowany kształt opatrunku




do 7 dni na ranie

Ca

alginian wapnia

Comfeel Plus Contour

opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia



Leczenie ran ostrych i przewlekłych w środowisku wilgotnym. Stosowany w przypadku braku lub umiarkowanego wysięku.

- półprzepuszczalny opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia
- ochrona rany
- możliwość monitorowania stanu rany
- wchłanianie wysięku przez formowanie na ranie białawego żelu
- siatka umożliwiająca monitorowanie stanu rany i ocenę zmiany opatrunku
- 3-częściowy system folii ochronnych umożliwiający bezdotykową i aseptyczną aplikację
- turkusowe oznaczenia miejsc uchwytu opatrunku, ułatwiające jego zakładanie

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
332800	6 cm x 8 cm	5 szt.	8 x 5 szt.	nie



delikatny i elastyczny



wodoodporna powłoka zewnętrzna



hydrokoloidowa warstwa kontaktowa



wyprofilowany kształt opatrunku



do 7 dni na ranie

Ca

alginian wapnia

Purilon

hydrożel z alginianem



Zachowanie wilgotnego środowiska w ranie. Leczenie ran martwicznych, ran z oddzielającą się tkanką martwiczą i niezainfekowanych ran w przebiegu stopy cukrzycowej.

- delikatny hydrożel składający się z naturalnych składników zawierających hydrokoloid i alginian
- skuteczne i delikatne oczyszczenie tkanki martwiczej
- ograniczenie ryzyka podciekania i maceracji
- aplikator umożliwiający stabilną, łatwą i aseptyczną aplikację
- woda oczyszczona, CMC i alginian wapnia

REF	waga	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
3900	15 g	10 szt.	180 x 10 szt.	tak



właściwości nawilżające
i wchłaniające



do 3 dni na ranie

Ca

alginian wapnia

Aqua-Gel

opatrunek hydrożelowy



Leczenie trudno gojących się ran, w tym oparzeń, odleżyn, owrzodzeń i otarć.

- utrzymanie optymalnego, wilgotnego środowiska na powierzchni rany
- przyspieszenie procesów epitelizacji
- właściwości absorpcyjne
- zatrzymywanie wydzieliny z mikroorganizmami w strukturze hydrożelu
- dobra adhezja do rany, bez tendencji do przyklejania się
- bezbolesna zmiana opatrunku

rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
Ø 5 cm	5 szt.	-	nie
Ø 6,5cm	5 szt.	-	nie
5,5 cm x 11 cm owal	5 szt.	150 x 5 szt.	nie
6 cm x 12 cm	5 szt.	-	tak
10 cm x 12 cm	5 szt.	100 x 5 szt.	tak
12 cm x 12 cm	5 szt.	100 x 5 szt.	tak
12 cm x 24 cm	5 szt.	50 x 5 szt.	tak
22 cm x 28 cm	5 szt.	-	nie
20 cm x 40 cm	1 szt.	-	nie
25 cm x 25 cm	1 szt.	-	nie
zestaw Pierwsza Pomoc (3 opatrunki: Ø 5 cm, owal, 10 cm x 12 cm + materiał przylepny)	3 szt.	-	nie



delikatny
i elastyczny



przezroczysty



hydrożelowa
struktura opatrunku



do 3 dni na ranie

BurnTec


opatrunek hydrożelowy



Leczenie oparzeń i otarć. Stosowany podczas udzielania pierwszej pomocy.

- utrzymanie optymalnego, wilgotnego środowiska na powierzchni rany
- przyspieszenie procesów epitelializacji
- właściwości absorpcyjne
- zatrzymywanie wydzieliny z mikroorganizmami w strukturze hydrożelu

rozmiar	refundacja
5 cm x 5 cm	nie
6 cm x 12 cm	nie
10 cm x 10 cm	nie
12 cm x 12 cm	nie
12 cm x 24 cm	nie
20 cm x 20 cm	nie
22 cm x 28 cm	nie
10 cm x 40 cm	nie
20 cm x 40 cm	nie
40 cm x 60 cm	nie
25 cm x 25 cm (na twarz)	nie
30 cm x 40 cm (na twarz)	nie
40 cm x 60 cm (na twarz)	nie



OPATRUNKI HYDROWŁÓKNISTE

Eurocell hydro

opatrunek hydroaktywny



Zaopatrywanie ran ostrych i przewlekłych o częściowej i pełnej grubości. Stosowany w przypadku umiarkowanego i dużego wysięku.


- opatrunek tworzący krystalicznie czysty żel w kontakcie z wysiękiem z rany
- wspomaganie procesu gojenia
- retencja płynów, zdolność do zatrzymywania wysięku
- utrzymanie optymalnego wilgotnego środowiska
- przyspieszenie procesów epitelializacji

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
895005	5 cm x 5 cm	10 szt.	70 x 10 szt.	nie
895010	10 cm x 10 cm	10 szt.	38 x 10 szt.	nie
895015	15 cm x 15 cm	5 szt.	32 x 5 szt.	nie
895630	2,5 cm x 45 cm (taśma)	5 szt.	26 x 5 szt.	nie



TRACHEOPAD

opatrunek wokół rurki tracheostomijnej



Zabezpieczenie miejsca wokół tracheostomii, nefrostomii oraz drenów.

- opatrunek z włókniny z warstwą aluminium
- otwór posiadający rozchodzące się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu
- nieprzystawiająca, perforowana, aluminiowana warstwa kontaktowa
- 100% polietylen ograniczający przyleganie opatrunku do skóry minimalizując ból podczas zmiany opatrunku
- wysoka porowatość umożliwiająca prawidłową paroprzepuszczalność oraz zapewniająca szybkie wchłanianie krwi i wysięków

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
717320	8 cm x 9,3 cm	50 szt.	30 x 50 szt.	nie



miękki, delikatny i elastyczny



wyprofilowany kształt opatrunku



do 7 dni na ranie



włóknina z warstwą aluminium

Euroderm foam tracheo

opatrunek piankowy wokół rurki tracheostomijnej



Zabezpieczenie miejsca wokół tracheostomii, nefrostomii oraz drenów.

- pianka poliuretanowa z otworem umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do rurki tracheostomijnej
- zewnętrzna, paroprzepuszczalna warstwa z folii poliuretanowej
- bariera dla wody i bakterii
- zatrzymywanie i magazynowanie wysięku
- zapobieganie maceracji

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
893035	6,5 cm x 6,5 cm	10 szt.	52 x 10 szt.	nie



miękki, delikatny i elastyczny



wodoodporna powłoka zewnętrzna



piankowa warstwa kontaktowa



wyprofilowany kształt opatrunku



do 7 dni na ranie

Eurosorb

opatrunek alginianowy



Leczenie ran o częściowej lub pełnej głębokości z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem.

- opatrunek wykonany z alginianu wapnia
- zamieniający się w biokompatybilny żel
- utrzymywanie wilgotnego środowiska gojenia rany
- duża integralność opatrunku
- trwały materiał, łatwy do usunięcia z rany

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
501505	5 cm x 5 cm	10 szt.	78 x 10 szt.	nie
501510	10 cm x 10 cm	10 szt.	38 x 10 szt.	nie
501520	10 cm x 20 cm	5 szt.	40 x 5 szt.	nie
501630	2,5 cm x 30 cm (taśma)	5 szt.	34 x 5 szt.	nie



miękki, delikatny
i elastyczny

Ca


alginian wapnia



zwarta struktura
opatrunku




do 7 dni na ranie



OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE

Comfeel Plus Transparent opatrunek hydrokoloidowy



Gojenie ran ostrych i przewlekłych w środowisku wilgotnym. Stosowany w przypadku braku lub umiarkowanego wysięku.

- elastyczny, półprzepuszczalny opatrunek hydrokoloidowy
- zapewniający ochronę rany
- umożliwiający monitorowanie stanu rany
- hydrokoloidowa warstwa kontaktowa
- siatka umożliwiająca monitorowanie stanu rany i ocenę zmiany opatrunku
- 3-częściowy system folii ochronnych umożliwiający bezdotykową i aseptyczną aplikację
- turkusowe oznaczenia miejsc uchwytu opatrunku, ułatwiające jego zakładanie

REF	rozmiar	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe	refundacja
335300	5 cm x 7 cm	10 szt.	–	nie
335330	10 cm x 10 cm	10 szt.	24 x 10 szt.	nie
335360	9 cm x 14 cm	10 szt.	–	nie
335390	15 cm x 15 cm	5 szt.	–	nie
335470	5 cm x 15 cm	10 szt.	–	nie



OCHRONA SKÓRY

KAdermin SCX krem krem do pielęgnacji ran



Wspomaganie gojenia ran i zapobieganie powstawaniu nieestetycznych blizn. Przyspieszanie procesu regeneracji skóry.

- ochrona przed zakażeniami i przyspieszenie gojenia dzięki zaawansowanej technologii dwutlenku krzemu zoptymalizowanego jonami srebra i chlorheksydyną SCX (SILVERSIL CLOREX)
- wysoka fotochemiczna stabilność jonów srebra zapewniająca skuteczność działania antybakteryjnego
- dimetikon i kwas hialuronowy tworzące mechaniczną barierę ochronną przeciw drobnoustrojom, wspomagającą naturalny proces gojenia

REF	pojemność	refundacja
KADERMIN-KREM	50 ml	nie



KAdermin SCX spray

puder w sprayu na rany i otarcia



Wspomaganie gojenia ran i zapobieganie powstawaniu nieestetycznych blizn. Skuteczna bariera ochronna, przyspieszająca proces regeneracji skóry.

- antybakteryjny puder w sprayu
- technologia SCX (SILVERSIL CLOREX) – jony srebra i chlorheksydyna, chroniące przed zakażeniami i przyspieszające gojenie
- wysoka fotochemiczna stabilność jonów srebra zapewniająca skuteczność działania antybakteryjnego
- kaolin i kwas hialuronowy tworzące mechaniczną barierę ochronną przeciw drobnoustrojom, wspomagającą naturalny proces gojenia

REF	pojemność	refundacja
KADERMIN-SPRAY	125 ml	nie

SCX
technologia SCX


kaolin i kwas
hialuronowy


skuteczna
bariera ochronna


stosować
1-2 razy dziennie



W ofercie dostępny jest również preparat do płukania ran o działaniu antybakteryjnym **Microdacyn Wound Care**.



notatki





ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Dział obsługi klienta

tel. +48 32 376 07 50-55
e-mail: sprzedaz@zarys.pl

Siedziba Firmy

tel. +48 32 271 69 91
e-mail: zarys@zarys.pl
ul. Ziemska 44
41-803 Zabrze

Dział Sprzedaży Hurtowej

tel. +48 32 376 07 40, 47, 49, 53
kom. +48 538 552 548
e-mail: hurt@zarys.pl

Centrum Logistyczne

ul. Guido Henckela Donnersmarcka 1
41-807 Zabrze (KSSE Zabrze)

www.zarys.pl