

foliowe materiały
opatrunkowe
katalog wyrobów medycznych



1989

tradycja od

**ZARYS rodzinna firma z polskim kapitałem,
działająca na rynku od 1989 roku**

Ewolucja od małego przedsiębiorstwa do lidera branży zaopatrzenia medycznego to proces, który pozwolił na stworzenie kompleksowej oferty oraz rozwiązań ułatwiających pracę medykom ratującym życie pacjentów. ZARYS to obecnie ponad 400 osób pracujących dla kilku tysięcy klientów, działających w szeroko rozumianym obszarze ochrony zdrowia.

zapewniamy sprzętu jednorazowego niezbędnego do



sprzęt
jednorazowy



rękawice
medyczne



materiały
opatrunkowe



odzież
medyczna



obłożenia
pola
operacyjnego



zestawy
operacyjne



drenaż
ran

kompleksowe zaopatrzenie medyczne szpitali

Klienci firmy mają do dyspozycji wiele grup asortymentowych zaczynając od rękawic medycznych, przez materiały opatrunkowe, aż po zestawy operacyjne i pakiety zabiegowe. Produkty z różnych kategorii mają indywidualne cechy i specyficzne przeznaczenia. W celu ułatwienia identyfikacji oraz usprawnienia komunikacji w czasie zamówień, stworzono 14 brandów oraz linię ZARYS kids.

90%

zaopatrzenia szpitali



środki ochrony
indywidualnej



higiena
pacjenta



szwy
chirurgiczne



linia apteczna
i drogeryjna



produkty
dla sportowców
i fizjoterapeutów



żywienie
dojelitowe



onkologia

**Będąc producentem jednorazowego sprzętu medycznego
ZARYS spełnia najwyższe wymagane standardy.**

Zakłady produkcyjne ZARYSu znajdują się na Śląsku i łączą w sobie produkcję sterylną – cleanroom o powierzchni 600 m² – miejsce wytwarzania specjalistycznych zestawów operacyjnych i szwalnię.

pro



największy
mag

logistyka firmy

Centrum logistyczne ZARYSu jest największym magazynem jednorazowego sprzętu medycznego w Europie Środkowej. Znajdujący się w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej magazyn wysokiego składowania, zajmuje powierzchnię 30 000 m² i ma 30 000 miejsc paletowych.

30 000 m²



produkcja
made in Poland



clean
room



szczyt
azyn

jednorazowego
sprzętu
medycznego
w Europie
Środkowej

30 000 miejsc
paletowych



opatrunki foliowe

w opiece szpitalnej

Skuteczne zabezpieczanie, ochrona i wspomaganie procesu gojenia

Opatrunki foliowe stanowią grupę samoprzylepnych wyrobów medycznych wykonanych z jałowej, przeźroczystej folii poliuretanowej o określonej paroprzepuszczalności, zapewniającej odpowiednią wymianę gazową między skórą a środowiskiem zewnętrznym.

ZARYS International Group prezentuje ofertę opatrunków foliowych, starannie opracowanych i przetestowanych pod kątem wybranych zastosowań medycznych. Każdy wariant został precyzyjnie zaprojektowany, aby spełniać specyficzne wymagania, zapewniając optymalne rezultaty w codziennej praktyce klinicznej.



bariera ochronna

- skuteczna bariera przeciwdrobnoustrojowa, redukująca ryzyko infekcji i kontaminacji rany



paroprzepuszczalność

- wspomaganie naturalnych procesów gojenia
- odparowanie nadmiaru wilgoci
- zmniejszenie ryzyka maceracji skóry



wilgotne środowisko rany

- utrzymanie wilgotnego środowiska rany pozwalającego na przyspieszenie regeneracji tkanek i minimalizujące powstawanie blizn



transparentność

- stała kontrola rany lub miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku



wodoodporność

- ochrona w trakcie codziennej higieny, bez ryzyka zamoczenia rany lub miejsca wkłucia



elastyczność i dopasowanie

- dostosowanie do kształtu ciała
- komfort noszenia
- ograniczone ryzyko odklejenia



system aplikacji z ramką

- ramka zapewniająca precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku
- zapobieganie zlepianiu w trakcie aplikacji



prosta aplikacja i zdejmowanie

- bezpieczna zmiana opatrunku bez ryzyka uszkodzenia delikatnych tkanek



czas noszenia do 7 dni

- zapewnienie komfortu i ochrony
- redukcja częstotliwości zmian opatrunku
- wspomaganie procesu rekonwalescencji

opatrunki


nowy
f

zastosowanie

- **Ochrona powierzchniowych ran**
otarcia, drobne skaleczenia
- **Stabilizacja i ochrona miejsc wkłuć**
dożylnych i cewników centralnych



- **Pokrycie ran chirurgicznych**
w celu zabezpieczenia przed infekcją
- **Profilaktyka przeciwoleżynowa**
tzw. "druga skóra"



- **Leczenie odleżyn I stopnia**
- **Opatrywanie wtórne**
w terapii ran przewlekłych





- **Zabezpieczenie skóry przed tarciem**
u pacjentów unieruchomionych



Jaki opatrunek wybrać dla optymalnych rezultatów terapeutycznych?

Kryteria doboru opatrunku foliowego w zależności od specyficznych potrzeb pacjenta i personelu medycznego


Wymagania personelu medycznego		Rekomendowany rodzaj opatrunku	Korzyści
STABILIZACJA WKŁUĆ DOŻYLNÝCH		elastoDERM IV REF: 811301, 811302	• mocne przyleganie • redukcja ryzyka przesunięcia • ochrona miejsca wkłucia przed zanieczyszczeniem i zakażeniem • możliwość kontroli stanu wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku
		elastoDERM F-IV REF: 812006, 812001, 812009	
ZABEZPIECZENIE CEWNIKÓW		elastoDERM F-IV REF: 812014	• mocne przyleganie • redukcja ryzyka przesunięcia • ochrona miejsca wkłucia przed zanieczyszczeniem i zakażeniem • możliwość kontroli stanu wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku
		elastoDERM C REF: 811501	
OCHRONA RAN CHIRURGICZNYCH		elastoDERM F REF: 812003, 812005, 812008, 812011, 812018, 812023	• wodoodporność • ograniczenie ryzyka infekcji • bariera ochronna przed zanieczyszczeniami • ograniczenie ryzyka maceracji skóry • monitorowanie rany bez zdejmowania opatrunku
		elastoDERM ROLL REF: 810510, 811010, 811510, 812010	
OPATRYWANIE SKÓRY SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWEJ		elastoDERM REF: 811210	• ograniczenie ryzyka podrażnień i maceracji skóry • bariera ochronna przed zanieczyszczeniami
OPATRYWANIE RAN POOPERACYJNYCH I SZWÓW CHIRURGICZNYCH		elastoDERM PAD REF: 802012, 802014, 802015, 802016, 802018	• wodoodporność • ograniczenie ryzyka maceracji skóry • elastyczność i bardzo dobre dopasowanie do powierzchni skóry

opatrunki foliowe

- wykonane z folii poliuretanowej
- pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym
- przezroczyste – możliwość obserwacji miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku
- paroprzepuszczalne – prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą
- bariera dla drobnoustrojów i bakterii
- cienkie i elastyczne
- zapewniające swobodę ruchu
- wodoodporne
- samoprzylepne
- hipoalergiczne

elastoDERM

opatrunek foliowy bez wkładu chłonnego



- mocowanie i zabezpieczenie kaniul dożylnych
- opatrunek wtórny
- profilaktyka przeciwoleżynowa jako tzw. "druga skóra"
- na niewielkie otarcia naskórka, powierzchniowe uszkodzenia skóry

- trójstopniowy system aplikacji ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku

REF	rozmiar	opak. jednostkowe papier-papier	opak. zbiorcze kartonik
811210	6 cm x 7 cm	1 szt.	100 x 1 szt.

elastoDERM PAD

opatrunek foliowy z wkładem chłonnym



- ochrona ran pooperacyjnych, miejsc założenia szwów skórnych

- trójstopniowy system aplikacji ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku

REF	rozmiar	opak. jednostkowe papier-papier	opak. zbiorcze kartonik
802012	6 cm x 7 cm	1 szt.	100 x 1 szt.
802014	9 cm x 10 cm	1 szt.	50 x 1 szt.
802015	9 cm x 15 cm	1 szt.	50 x 1 szt.
802016	10 cm x 20 cm	1 szt.	50 x 1 szt.
802018	10 cm x 25 cm	1 szt.	50 x 1 szt.

elastoDERM ROLL

samoprzylepna, foliowa taśma opatrunkowa, niejałowa



- stabilizacja, zabezpieczenie i mocowanie drenów, cewników oraz rurek medycznych pierwotnych
- profilaktyka przeciwoleżynowa jako tzw. "druga skóra"
- bariera ochronna przed zanieczyszczeniami

- elastyczny opatrunek dopasowujący się do kształtów ciała pacjenta zapewniający swobodę ruchów
- nieabsorbujący promieniowania RTG
- przystosowany do cięcia przy użyciu nożyczek
- powierzchnia taśmy pokryta klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą
- warstwa zabezpieczająca z papieru silikonowanego z podziałką metryczną, ułatwiająca dzielenie taśmy oraz precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- hipoalergiczny

REF	rozmiar	opak. jednostkowe kartonik	opak. zbiorcze karton
810510	5 cm x 10 m	1 szt.	120 x 1 szt.
811010	10 cm x 10 m	1 szt.	72 x 1 szt.
811510	15 cm x 10 m	1 szt.	28 x 1 szt.
812010	20 cm x 10 m	1 szt.	24 x 1 szt.

elastoDERM IV

opatrunek do mocowania kaniuli



mocowanie i zabezpieczenie kaniuli u dorosłych pacjentów

- trójstopniowy system aplikacji ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku
- podkładka włókninowa pod skrzydełka kaniuli
- taśma do opisu

REF	rozmiar	opak. jednostkowe papier-papier	opak. zbiorcze kartonik
811301	5,8 cm x 8 cm	1 szt.	100 x 1 szt.

elastoDERM F

opatrunek foliowy bez wkładu chłonnego z systemem aplikacji typu „ramka”



- mocowanie i zabezpieczenie cewników żył centralnych oraz kaniuli dożylnych
- opatrunek wtórny
- profilaktyka przeciwoleżynowa jako tzw. „druga skóra”
- opatrywanie niewielkich otarć naskórka i powierzchniowych uszkodzeń skórnych

- system aplikacji typu „ramka” ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku

REF	rozmiar	taśma do podpisu	opak. jednostkowe papier-papier	opak. zbiorcze kartonik	
812003	4,4 cm x 4,4 cm	–	1 szt.	100 x 1 szt.	
812005	6 cm x 7 cm	✓	1 szt.	100 x 1 szt.	
812008	10 cm x 12 cm	✓	1 szt.	100 x 1 szt.	
812011	10 cm x 15 cm	✓	1 szt.	100 x 1 szt.	
812018	10 cm x 25 cm	✓	1 szt.	25 x 1 szt.	nowość!
812023	20 cm x 30 cm	✓	1 szt.	25 x 1 szt.	nowość!

sposób aplikacji opatrunku elastoDERM F



1. Zdejmij tylne zabezpieczenie papierowe.



2. Nałóż opatrunek.



3. Zdejmij papierową ramkę rozpoczynając od miejsca jej przecięcia.



4. Nanieś zapiski na taśmę do opisu i nałóż ją na opatrunek. Nie przystanij rany / miejsca wkłucia kaniuli.

Opatrunki foliowe stanowią nowoczesną i wysoce skuteczną metodę zabezpieczania ran oraz wspomagania procesu gojenia. Właściwe wykorzystanie tych opatrunków w praktyce medycznej przekłada się bezpośrednio na optymalne rezultaty lecznicze i komfort pacjenta. Przestrzeganie zasad aplikacji oraz odpowiednie dopasowanie do rodzaju rany zapewniają ich maksymalną skuteczność.

elastoDERM F-IV

opatrunek foliowy




mocowanie i zabezpieczenie dojsć
dożylnych u dorosłych pacjentów

- system aplikacji typu „ramka” ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku
- taśma do opisu

REF	rozmiar	taśma do podpisu	opak. jednostkowe papier-papier	opak. zbiorcze kartonik
812006	6 cm x 7 cm	✓	1 szt.	100 x 1 szt.
812001	5 cm x 6 cm	–	1 szt.	100 x 1 szt.
812009	9 cm x 7,2 cm	✓	1 szt.	100 x 1 szt.
812014	8,5 cm x 11,5 cm	✓	1 szt.	100 x 1 szt.

812006



812001



812009



812014



1. Zdejmij tylne zabezpieczenie papierowe.



2. Nałóż opatrunek.



3. Zdejmij papierową ramkę rozpoczynając od miejsca jej przecięcia.




4. Nanieś zapiski na taśmę do opisu i nałóż ją na opatrunek. Nie przysłaniaj rany / miejsca wkłucia kaniuli.

elastoDERM F-IV

elastoDERM F-IV

opatrunek foliowy



elastoDERM C

elastoDERM C

opatrunek z kieszenią zabezpieczający
zakończenia cewników


hipoalergiczny

nieabsorbujący promieniowania RTG

nieprzylepna kieszeń stanowiąca
barierę dla drobnoustrojów i bakterii


przezroczysta część umożliwiająca obserwację
miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania
opatrunku

dolna część w postaci włókninowego
paska zapewniająca stabilizację kieszeni



elastoDERM C

opatrunek z kieszenią zabezpieczającą
zakończenia cewników



- opatrunek ochronny do szybkiego i bezpiecznego mocowania cewników
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym cewników oraz ochrona przed zanieczyszczeniami


- górna część mocująca wykonana z samoprzylepnej, paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej stanowiąca barierę przed kontaktem z wodą i zanieczyszczeniami
- nieprzylepna kieszeń z zewnętrzną warstwą odporną na kontakt z wodą i drobnoustrojami zapewniająca odpowiednią ochronę końcówek cewników
- dolna część stabilizująca kieszeń wykonana z hydrofobowej włókniny

REF	rozmiar	opak. jednostkowe papier-papier	opak. jednostkowe kartonik
-----	---------	------------------------------------	-------------------------------

811501	24 cm x 10 cm	1 szt.	25 x 1 szt.
--------	---------------	--------	-------------



struktura
przepuszczająca
powietrze



notatki

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Dział obsługi klienta

tel. +48 32 376 07 50-55
e-mail: sprzedaz@zarys.pl

Siedziba Firmy

tel. +48 32 271 69 91
e-mail: zarys@zarys.pl
ul. Ziemska 44
41-803 Zabrze

Dział Sprzedaży Hurtowej

tel. +48 32 376 07 40, 47, 49, 53
kom. +48 538 552 548
e-mail: hurt@zarys.pl

Centrum Logistyczne

ul. Guido Henckela Donnersmarcka 1
41-807 Zabrze (KSSE Zabrze)

www.zarys.pl